

# Cellona® Guata sintética



## Campos de aplicación

- para acolchado bajo yesos, yesos sintéticos y vendas de compresión
- como material de acolchado en traumatología y medicina deportiva
- en el cuidado de heridas: como relleno permeable al aire en combinación con apósitos de gasa con parafina

## Propiedades

- red fibrosa elástica, delgada
- las fibras se aglomeran ajustadamente permitiendo la aplicación circular
- se puede estirar suavemente para disminuir su ancho verticalmente
- permeable al aire
- la fibra de poliéster apenas absorbe humedad

## Composición del producto

100% fibras de poliéster no pulidas

## Cellona® Guata sintética

Dimensiones (cm x m)	REF	Unidad de envío (Unidad)
<b>6 unidades en una caja plegable</b>		
6,0 x 3,0	10686	6/60
10,0 x 3,0	10687	4/40
4,0 x 3,0	10690	108
6,0 x 3,0	10692	72
10,0 x 3,0	10694	48
15,0 x 3,0	10695	36
20,0 x 3,0	10696	24
<b>al por mayor en una caja de cartón</b>		
5,0 x 2,7	92840	96
7,5 x 2,7	92841	72
10,0 x 2,7	92842	48
15,0 x 2,7	92843	36
20,0 x 2,7	92844	24