

Curafix® i.v. control

Apósito transparente de fijación de cánulas



Campos de aplicación

- retención rápida y segura de catéteres periféricos permanentes

Propiedades

- material no tejido laminado con película transparente ventana de inspección para controlar el sitio de punción
- fácil aplicación
- el sello hermético asegura una protección confiable contra infecciones
- bordes redondeados
- a prueba de bacterias, lavable
- resistente a los desinfectantes
- permeable al vapor de agua
- se adhiere bien a la piel
- acompañado de una almohadilla estéril adicional

Composición del producto

no tejido: blanco, 100% poliéster
lámina: poliuretano, adhesivo de poliacrilato inocuo para la piel (libre de colofonia y derivados de colofonia)

Curafix® i.v. control

estéril, sellado de forma individual

Dimensiones (cm)	REF	Unidad de envío (Unidad)
9 x 6	30200	50/400