

Lomatuell® Pro

Malla de contacto que forma gel



Campos de aplicación

- se puede usar con cualquier nivel de exudado
- heridas crónicas
 - ◆ úlcera varicosa
 - ◆ úlceras por pie diabético,
 - ◆ lesiones por presión
- heridas agudas
 - ◆ laceraciones, cortes y abrasiones
 - ◆ quemaduras de segundo grado
- heridas postoperatorias
 - ◆ heridas postoperatorias con cicatrización por segunda intención
 - ◆ zonas donantes de injertos cutáneos
- se puede usar combinado con terapia de presión negativa como una capa de separación*

Propiedades

- formación de una capa de gel hecha de vaselina y partículas hidrocoloideas
- cambio de apósitos atraumático
- fácil de usar
- se puede usar por ambos lados
- se puede cortar a la medida para diferentes tamaños de la herida y áreas del cuerpo
- apoyo para el proceso de cicatrización de las heridas
- se minimiza el riesgo de adhesión a la herida
- material flexible, suave
- buen drenaje del exudado dentro del apósito secundario
- cambio de los apósitos con poco dolor

Composición del producto

tul de poliéster impregnado con un compuesto de recubrimiento hecho de una matriz de polímeros (un compuesto elástico fijo maleable), Vaselina e hidrocoloide

Lomatuell® Pro

estéril, sellado de forma individual

Dimensiones (cm)	REF	Unidad de envío (Unidad)
5 x 5	30870	10/360
10 x 10	30871	10/120
10 x 20	30872	10/120
10 x 30	30873	10/80
10 x 10	30874	50/450
10 x 40	220000	10/120
15 x 20	220001	5/50
15 x 30	220002	5/55

* Basado en estudios in vitro