

# Metalline® Apósitos para heridas



## Campos de aplicación

- para cubrir todo tipo de herida, especialmente recomendado para:
  - ◆ abrasiones
  - ◆ quemaduras
  - ◆ quemaduras químicas
  - ◆ heridas quirúrgicas
  - ◆ como parte del tratamiento inicial de heridas

## Propiedades

- riesgo reducido de adhesión a la herida
- cambio de los apósitos con poco dolor
- suave con la herida
- permeable al aire/vapor de agua
- suave y flexible
- buen drenaje

## Composición del producto

viscosa (endurecida con ligador de acrilato), la capa superior del apósito para heridas está aluminizada

## Metalline® Apósitos para heridas

Dimensiones	REF	Unidad de envío (Unidad)
<b>estéril, sellado de forma individual, se vende con fórmula y OTC</b>		
8 cm x 10 cm	23083	10/560
10 cm x 12 cm	23084	10/300
<b>estériles, sellados de forma individual, para salas de cirugía, clínicas de atención ambulatoria y prácticas médicas, en un dispensador de cartón</b>		
8 cm x 10 cm	23081	50/600
10 cm x 12 cm	23082	50/300
10 cm x 20 cm	23087	50/300
<b>no estériles, en rollo, en bolsa de aluminio</b>		
5 m x 10 cm	23080	1/20

## Metalline® Tracheo Apósito

Dimensiones (cm)	REF	Unidad de envío (Unidad)
<b>estéril, sellado de forma individual, en un dispensador de cartón</b>		
8 x 9	23094	50/600

## Metalline® Acolchado para drenaje

Dimensiones (cm)	REF	Unidad de envío (Unidad)
<b>estéril, sellado de forma individual, en un dispensador de cartón</b>		
6 x 7	23093	50/600