

Mollelast®

Venda elástica adaptable



Campos de aplicación

- para inmovilización de extremidades
- para retención de apósitos
- para compresión

Propiedades

- elástica a lo largo (cerca del 100%)
- permeable al aire y con relieve
- virtualmente no se arruga al aplicarse
- retiene confiablemente aún en partes difíciles del cuerpo y articulaciones
- con bordes cosidos
- blanco

Composición del producto

56% viscosa, 44% poliamida

Mollelast®

longitud estirada

Dimensiones (cm x m)	REF	Unidad de envío (Unidad)
sellada de forma individual		
4 x 4	14410	20/520
6 x 4	14411	20/360
8 x 4	14412	20/500
10 x 4	14413	20/360
12 x 4	14414	20/320
al por mayor en una caja de cartón		
4 x 4	19410	20/520
6 x 4	19411	20/360
8 x 4	19412	20/500
10 x 4	19413	20/360
12 x 4	19414	20/320
6 x 4	19427	100/400
8 x 4	19428	100/400
10 x 4	19429	100/300