

Mollelast® haft sin látex

Venda bielástica cohesiva adaptable



Campos de aplicación

- para inmovilización de extremidades
- para retención de apósitos y cánulas

Propiedades

- elástica a lo largo cerca del 65%
- elástica a lo ancho hasta mínimo el 50%
- permeable al aire
- no es muy voluminosa
- las vueltas del vendaje permanecen estables en su sitio
- uso económico de materiales
- bordes estables de alta calidad
- blanco

Composición del producto

66% viscosa, 34% poliamida, con una microcubierta sintética

Mollelast® haft sin látex

longitud estirada, empackada de forma individual en una caja plegable

Dimensiones (cm x m)	REF	Unidad de envío (Unidad)
4 x 4	89590	1/120
6 x 4	89591	1/100
8 x 4	89592	1/120
10 x 4	89593	1/120
12 x 4	89594	1/100
4 x 20	89595	1/18
6 x 20	89596	1/18
8 x 20	89597	1/18
10 x 20	89598	1/18
12 x 20	89599	1/18