

Rosidal® K

Venda de tracción corta



Campos de aplicación

- para alta compresión (p.ej., en flebología)
- para inmovilización de extremidades
- para apoyo y alivio en traumatología y medicina deportiva
- para retención de apósitos

Propiedades

- elástica a lo largo (cerca del 90%)
- textil elástico debido al tejido de los hilos durante su fabricación
- permeable al aire
- tejido con relieve
- con bordes cosidos
- color crema

Composición del producto

100% algodón

Nota

- se puede lavar hasta 50 veces a 95 °C (detergente suave disponible comercialmente/ciclo delicados)

Rosidal® K

Dimensiones (cm x m)	REF	Unidad de envío (Unidad)
5 m (longitud estirada), con clips de vendaje (excepto para 4 cm), empacada en una caja plegable de forma individual		
4 x 5	22199	1/125
6 x 5	22200	1/108
8 x 5	22201	1/108
10 x 5	22202	1/90
12 x 5	22203	1/54
5 m (longitud estirada), con clips de vendaje, empacada al por mayor en una caja de cartón		
8 x 5	22250	10/140
10 x 5	22251	10/140
12 x 5	22252	10/120