


Suprasorb® A

Apósito de alginato de calcio



A el exceso de exudado de la herida es absorbido en el apósito

B formación de gel por intercambio iónico

Campos de aplicación

Para el cuidado de heridas superficiales o profundas no infectadas con altos niveles de exudado.

Indicaciones:

- úlceras arteriales
- úlceras varicosas
- úlceras diabéticas
- zonas donantes de injertos cutáneos
- lesiones por presión

Propiedades

- alto confort debido a una estructura particularmente suave y a la facilidad para rellenar heridas
- la habilidad para absorber grandes cantidades de exudado promueve la cicatrización de las heridas
- se adapta a cualquier tipo de lecho de la herida
- unión de restos celulares y bacterias en el gel
- crea un ambiente húmedo de la herida

Composición del producto

fibra de alginato de calcio

Nota

Intervalo de cambio de apósitos:

- Será determinado por el profesional tratante de acuerdo con la condición individual de la herida, el nivel de exudado y el apósito secundario usado, pero no mayor de 5 a 7 días.

Consejo para heridas infectadas:

- Use un apósito oclusivo secundario solo si el profesional lo decide teniendo en cuenta la situación general.

Presentaciones

- Apósito
- Mecha

Suprasorb® A

estéril, sellado de forma individual

Dimensiones (cm)	Peso (g)	REF	Unidad de envío (Unidad)
Apósito			
5 x 5		20440	10/100
10 x 10		20441	10/100
10 x 20		20442	10/100
Mecha			
30	2	20445	5/50