


Suprasorb® F

Apósito de película transparente



- A** lámina transparente de poliuretano
- B** impermeable frente a bacterias y al agua
- C** permite que el exceso de humedad se evapore

Campos de aplicación

- Heridas con exudación leve
- Heridas superficiales

Usos previstos:

Suprasorb® F apósito de película, en rollo, está pensado como apoyo profiláctico en áreas de la piel con riesgo de lesiones por presión, retención en el tratamiento de heridas y como primeros auxilios en heridas superficiales menores.

Propiedades

- fácil aplicación
- protege de contaminaciones externas
- se puede usar en la ducha
- cuando se usa como apósito primario, se puede inspeccionar la herida sin remover el apósito

Nota

Intervalo de cambio de apósitos:

- Los intervalos a los que se deberá cambiar Suprasorb® F en rollo estarán determinados por los profesionales de la salud tratantes basándose en el estado de la herida y en la cantidad de exudado.

Presentaciones

- estéril, película transparente cortada a la medida
- no estéril, apósito de película transparente en rollo

Suprasorb® F

Dimensiones	REF	Unidad de envío (Unidad)
en rollo, no estéril		
10 cm x 1 m	20467	1/16
10 cm x 10 m	20468	1/16
15 cm x 10 m	20469	1/10
estéril, sellado de forma individual		
5 cm x 7 cm	20460	10/380
5 cm x 7 cm	20461	100/1000
10 cm x 12 cm	20462	10/100
10 cm x 12 cm	20463	50/200
10 cm x 25 cm	20464	10/140
15 cm x 20 cm	20465	10/400
20 cm x 30 cm	20466	10/180