

# Vliwaktiv® Ag

## Apósito absorbente y mecha, de carbón activado con plata



### Campos de aplicación

- para heridas críticamente colonizadas e infectadas y/o heridas con olor desagradable
- para heridas en mayor riesgo de infección
- apósito absorbente:
  - ◆ para heridas superficiales con un alto grado de exudación
- mecha:
  - ◆ para rellenar heridas profundas
  - ◆ como apósito para heridas superficiales

### Propiedades

- neutraliza olores y absorbe exudado de heridas
- debido al componente de plata (Ag) tiene un efecto antibacteriano, incluso para patógenos multirresistentes (SARM y ERV)
- retiene endotoxinas

### Composición del producto

Fibras de carbón activado impregnadas con plata, poliéster/poliétileno

El apósito absorbente también contiene: polipropileno, celulosa, adhesivo termofundido (polímero sintético con resinas y ceras)

### Nota

- no cortar porque partículas del carbón activado podrían penetrar en la herida

### Presentaciones

- Apósito absorbente
- Mecha

## Vliwaktiv® Ag

estéril, sellado de forma individual

Dimensiones (cm)	REF	Unidad de envío (Unidad)
<b>Mecha de carbón activado con plata</b>		
6,5 x 10,0	20700	10/300
10,0 x 10,0	20701	10/300
10,0 x 15,0	20702	10/340
<b>Apósito absorbente de carbón activado con plata</b>		
10,0 x 10,0	20705	10/150
10,0 x 20,0	20706	10/110
20,0 x 20,0	20707	10/130