


Vliwasorb®

Apósito superabsorbente para heridas



Campos de aplicación

- heridas con alto nivel de exudado
- heridas superficiales durante la fase inflamatoria, p.ej.:
 - ◆ úlceras arteriales y venosas
 - ◆ quemaduras y escaldaduras (3º grado: después de desbridamiento quirúrgico)
- heridas postoperatorias con cicatrización por segunda intención
- heridas por laparotomía
- fístulas

Propiedades

- alta capacidad de absorción y retención de exudados de heridas
- núcleo con polímeros superabsorbentes que absorben 20 veces su propio peso
- ahorra tiempo y dinero gracias a menos cambios de apósitos
- protege de la maceración de los bordes de la herida y promueve la cicatrización de las heridas
- atractivo para los pacientes:
 - ◆ delgado
 - ◆ flexible
 - ◆ acolchado
- reduce el riesgo de que el producto se adhiera a la herida
- con capa de protección para la ropa

Composición del producto

polietileno, polipropileno, celulosa, poliacrilato de sodio (polímero superabsorbente)

Nota

- no corte el apósito

Presentaciones

- no adherente
- autoadherente (Vliwasorb adhesive)

Consejo

- funciona muy bien bajo vendajes de terapia compresiva
- como un apósito secundario en heridas con alto nivel de exudado combinado con apósitos para manejo húmedo de heridas

Vliwasorb®

estéril, sellado de forma individual

Dimensiones (cm)	Almohadilla (cm)	REF	Unidad de envío (Unidad)
7,5 x 7,5	6,0 x 6,0	34500	10/360
10,0 x 10,0	8,5 x 8,5	24501	10/360
10,0 x 20,0	8,5 x 18,5	24502	10/340
20,0 x 20,0	18,0 x 18,0	24503	10/300
20,0 x 30,0	18,0 x 28,0	26904	10/180