

tg[®] fix

Venda de malla tubular



Propiedades

- tejido de punto de malla amplia
- bielástica
- virtualmente no se arruga al aplicarse

Composición del producto

71% poliamida (rugosa), 29% elastodieno no iluminado (látex)

Consejo

- para inspección de heridas o cambiar apósitos de compresión, usualmente es suficiente levantar la malla tubular o retraerla un poco

tg[®] fix

longitud estirada

Tamaño	REF	Unidad de envío (Unidad)
4 m enrollada en una caja plegable		
A para dedos	24240	1/100
B para extremidades pequeñas (varios dedos juntos/mano/pie)	24241	1/100
C para extremidades grandes (cabeza pequeña/brazo/pierna)	24242	1/98
D para cabeza grande, tronco pequeño	24243	1/58
E para tronco grande, cadera, axila	24244	1/28
25 m, plegada en un dispensador de cartón		
A para dedos	24250	1/66
B para extremidades pequeñas (varios dedos juntos/mano/pie)	24251	1/20
C para extremidades grandes (cabeza pequeña/brazo/pierna)	24252	1/16
D para cabeza grande, tronco pequeño	24253	1/16
E para tronco grande, cadera, axila	24254	1/12