
Gothaplast®

DISPOSITIVOS MÉDICOS


Catálogo de productos

www.labgothaplast.com.co









Nuestra Empresa

02

Quienes somos

Acerca de Nosotros

Laboratorios Gothaplast LTDA. se dirige a profesionales y empresas del sector salud en Latinoamérica que buscan insumos médico quirúrgicos confiables y de alta calidad para optimizar la atención a sus pacientes.

En un mercado competitivo, donde la calidad, la innovación, el cumplimiento de normas internacionales y los precios competitivos son esenciales, Gothaplast se diferencia al combinar más de 63 años de experiencia con tecnología avanzada para ofrecer productos de calidad superior que mejoran la vida de los pacientes. Respaldada por una trayectoria sólida, un compromiso con estándares rigurosos, innovación constante y presencia internacional, Gothaplast se posiciona como un aliado confiable en el cuidado de la salud, integrando experiencia innovación en cada solución que ofrece.



Nuestra Promesa

Producir insumos médico-quirúrgicos que garanticen la seguridad, eficacia y confianza de los profesionales de la salud y sus pacientes, respaldados por décadas de experiencia y un compromiso inquebrantable con la calidad.

Terapia de infusión

04

Terapia
Intravenosa



Equipo para la administración volumétrica de soluciones parenterales
Bureta
Gothaplast

Es una cámara graduada que permite la mezcla y la dosificación exacta de la solución que se quiere administrar al paciente.
Con filtro de aire antibacteriano y punto de inyección para infusión intermitente.
Empacado en papel grado médico y film, esterilizadas con Óxido de Etileno, libre de DEHP.


Referencia	Item	Presentación
0908708	Bureta de 150ml	25
0908719 A	Bureta de 150ml Fotosensible	25
0908809	Bureta de 150ml Tapón NF	1
0908910	Bureta de 150 ml con equipo de microgoteo sin agua con Y con tapón NF	1
0909011	Bureta de 150ml con equipo de macrogoteo s.a.	1
0909112	Bureta de 150ml con equipo de microgoteo s.a.	1



Equipo de administración de soluciones
Macrogoteo – Microgoteo- Regulador de flujo
Veno-ven

Los equipos de macro y microgoteo son dispositivos de venoclisis para administración intravenosa que se diferencian por el tamaño de la gota y la velocidad de infusión. El macrogotero (10-20 gotas/ml) es para grandes volúmenes y rápida reposición, mientras que el microgotero (60 gotas/ml) permite administración precisa de medicamentos, ideal para pediatría o fármacos críticos.
Funciona por gravedad, permitiendo ajustes exactos de goteo sin necesidad de punción, ideal para urgencias o terapia ambulatoria.
Esterilizados con óxido de Etileno, libre de DEHP.

Referencia	Item	Presentación
0100100	Equipo de Macrogoteo sin aguja.	100
0100700	Equipo de Macrogoteo sin aguja con Y	100
0100706	Equipo de Macrogoteo Fotosensible sin aguja con Y	100
0100300	Equipo Bomba de Infusion abierta	100
0100601	Equipo de Macrogoteo sin aguja con Doble Y	50
0201200	Equipo de Microgoteo sin aguja con Y	100



Equipos fotosensibles

Es un dispositivo para administrar al paciente soluciones sensibles a la luz.
Empacado en papel grado médico y film, esterilizadas con Óxido de Etileno, libre de DEHP.

Referencia	Item	Presentación
100706	Equipo de Macrogoteo Fotosensible sin aguja con Y	100
100909	Equipo para Bomba de Infusión Fotosensible	100
508437	Equipo de Extensión Para Anestesia de 76 cm con luer Lock, Color Ámbar	25
508639	Equipo de Extensión Para Anestesia de 150 cm con luer Lock, Color Ámbar	100
0908719 A	Bureta de 150ml Fotosensible	25
505011	Equipo de Extensión Anestesia con filtro 0,2 micras Adulto, Color Ambar	100



Equipo pericraneal
Mini-ven

Es una aguja de infusión intravenosa con aletas que aseguran la venopunción.
Las aletas son suaves y flexibles, diseñadas para ser sujetadas fácilmente a la piel.
Con conector luer hembra de tapa imperdible.
Empacado en papel grado médico y film, esterilizadas con Óxido de Etileno.

Referencia	Item	Presentación
0302119	Equipo Pericraneal Calibre 19g	50
0302321	Equipo Pericraneal Calibre 21g	50
0302523	Equipo Pericraneal Calibre 23g	50
0302725	Equipo Pericraneal Calibre 25g	50



Equipo de administración de Sangre
Transfu - ven

Utilizado para la administración o transfusión de sangre, sus hemo componentes y/ó sus derivados, con el fin de recuperar el volumen sanguíneo.
Con filtro de 200 micras para retener coágulos y restos celulares.
Dispositivo de perforación de 20 gotas por ml, y con regulador de goteo de precisión.
Empacado en papel grado médico y film, esterilizadas con Óxido de Etileno.

Referencia	Item	Presentación
0100531	Equipo de Administración de sangre sin aguja	50
0100542	Equipo de Administración de sangre con aguja	50



Líneas de Monitoreo de Presión
Veno-ext

Las líneas de monitoreo de presión están diseñadas para una monitorización hemodinámica. Proporcionan una transmisión de presión precisa y una conectividad fiable en diversas aplicaciones clínicas.
Con conexión luer lock para máxima seguridad en el ensamblado en diferentes medidas, Empacado en papel grado médico y film, esterilizadas con Óxido de Etileno, libre de DEHP.

Referencia	Item	Presentación
0605048	Ext. Línea de Monitoreo de Presión Macho/Macho de 120 cm - 48"	25
0605148	Ext. Línea de Monitoreo de Presión Macho/Hembra de 120 cm - 48"	25
0605224	Ext. Línea de Monitoreo de Presión Macho/Macho de 61 cm - 24"	25
0605324	Ext. Línea de Monitoreo de Presión Macho/Hembra de 61 cm - 24"	25
0605412	Ext. Línea de Monitoreo de Presión Macho/Macho de 30 cm - 12"	25
0605512	Ext. Línea de Monitoreo de Presión Macho/Hembra de 30 cm - 12"	25
0605640	Ext. Línea de Monitoreo de Presión Macho/Hembra de 100 cm - 40"	25
0605760	Ext. Línea de Monitoreo de Presión Macho/Hembra de 152 cm - 60"	25
0605806	Ext. Línea de Monitoreo de Presión Macho/Macho de 15 cm - 6"	25
0605906	Ext. Línea de Monitoreo de Presión Macho/Hembra de 15 cm - 6"	25



Extensión con filtro

Dispositivos de filtración diseñados para contribuir a la seguridad en la terapia intravenosa, disponibles de 0,2 micras y 1,2 micras para diferentes aplicaciones clínicas.

Filtro 0,2 micras:
Diseñado para la retención de bacterias, partículas y aire, contribuyendo a una administración intravenosa más segura.

Filtro 1,2 micras:
Diseñado para la retención de hongos y partículas de mayor tamaño, contribuyendo a la seguridad en la administración de soluciones intravenosas.


Referencia	Item	Presentación
0505001	Equipo de Extensión Anestesia con filtro Adulto 0,2 micras	100
0505102	Equipo de Extensión Anestesia con filtro Pediatrico 0,2 micras	100
0505203	Equipo de Extensión Anestesia con filtro Adulto 1,2 micras	100



Extensiones para administración de soluciones
Veno-ext

La extensión de anestesia descartable para la administración de soluciones parenterales, es utilizada para alargar la distancia entre el catéter venoso y la solución a administrar con el fin de evitar variaciones en este proceso minimizando la irritación del vaso sanguíneo para el suministro de líquidos.
Disponibles con conectores luer (lisos) o luer lock (con rosca) y en diferentes largos. Tubos en PVC atóxico de grado médico, con dispositivos de cierre.
Empacado en papel grado médico y film, esterilizadas con Óxido de Etileno. Libre de DEHP.

Referencia	Item	Presentación
0504002	Equipo de Extensión Para Anestesia de 76cm de 2ml con luer lock	25
0504105	Equipo de Extensión Para Anestesia de 76cm de 5ml con luer lock	25
0504202	Equipo de Extensión Para Anestesia de 76cm de 2ml con luer Slip	25
0504305	Equipo de Extensión Para Anestesia de 76cm de 5ml con luer Slip	25
0507628	Multi Line Ext. Luer Lock Adulto	100
0507729	Multi Line Ext. Luer Lock Pediatrico	100



Llave Multipuerto

Dispositivo diseñado para ser conectado a varios canales de infusión para controlar la dirección de los fluidos y otros medicamentos, también puede ser conectado a sistemas de monitoreo de presión. Se utiliza como accesorio en procedimientos que requieren del control de fluidos de alto flujo, nuestros multipuertos están disponibles en modelos de 2,3 y 4 puertos en una variedad de colores de acuerdo sus necesidades,
Empacado en papel grado médico y film, esterilizadas con Óxido de Etileno.

Referencia	Item	Presentación
0707104	Llave Multipuerto de 2	25
0707306	Llave Multipuerto de 3	25
0707508	Llave Multipuerto de 4	25



Llave de tres vías con sistema cerrado

Dispositivo diseñado para ser conectado a varios canales de infusión para controlar la dirección de los fluidos y otros medicamentos, también puede ser conectado a sistemas de monitoreo de presión. Se utiliza como accesorio en procedimientos que requieren del control y manejo de alto flujo.
Primera llave de tres vías de mínimo volumen residual activada por luer, diseñada para ahorrar tiempo y aumentar la seguridad, la válvula sirve como barrera bacteriana, permitiendo el acceso a la vía sin necesidad de abrirla y produciendo un sitio de inyección sin aguja.
Empacado en papel grado médico y film, esterilizadas con Óxido de Etileno.

Referencia	Item	Presentación
0707912	Llave de 3 Vias con Sistema Cerrado Sencillo	25
0708013	Llave de 3 Vias con Sistema Cerrado Doble	25



Llave de tres vías
Multi-Flo

Dispositivo médico de material plástico (policarbonato) utilizado en terapia intravenosa para controlar, derivar o administrar simultáneamente múltiples líquidos, medicamentos o soluciones a través de una sola vía de acceso. Se utiliza como accesorio en procedimientos que requieren del control y manejo de fluidos.
Alta resistencia a la rotura y a la presión aún en usos prolongados. Capaz de rotar en su propio eje, para facilitar su reposicionamiento y prevenir desconexiones involuntarias.
Empacado en papel grado médico y film, esterilizadas con Óxido de Etileno. Libre de DEHP.

Referencia	Item	Presentación
0706001	Llave de 3 vías blanca	25
0706102	Llave de 3 vías azul	25
0706203	Llave de 3 vías Roja	25
0707710	Llave Tres Vias de Alto Flujo	25
0707811	Llave Tres Vias de Alta Presion	25



Llave de tres vías con extensión
Multi-Flo ext

Llave de 3 vías con extensión: dispositivo médico estéril y desechable para la administración y control de fluidos y medicamentos por vía intravenosa con extensión integrada para facilitar la conexión.
Empacado en papel grado médico y film, esterilizadas con Óxido de Etileno. Libre de DEHP.

Referencia	Item	Presentación
0706310	Llave de 3 vías con extensión de 10cm	25
0706425	Llave de 3 vías con extensión de 25cm	25
0706550	Llave de 3 vías con extensión de 50cm	25

Conectores

10

Conectores



Tapón Libre de Agujas
Sistema Cerrado

Dispositivo médico con diseño en válvula de silicona presión neutra.
Doble sistema de sellado libre de aguja, el cual se ubica en el extremo de los catéteres vasculares para permitir la administración de medicamentos, fluidos de forma segura, sin necesidad de utilizar agujas. Diseñado para prevenir los accidentes por pinchazos, mejora la seguridad del personal clínico y de los pacientes. Disminuye los riesgos de infección y formación de trombos. Libres de PVC.
Empacado en papel grado médico y film, esterilizadas con Óxido de Etileno.

Referencia	Item	Presentación
0403402	Tapón intermitente NEEDLE FREE	100



Tapón Hemo

Dispositivo para administración intravenosa que proporciona punto de conexión constante durante los tratamientos de hemodiálisis, con válvula en silicona, libre de latex y DEHP, con presión neutra, vida útil hasta 7 días, resistentes a volúmenes de flujo dialisado de 500- 800 ml/ml
Empacado en papel grado médico y film, esterilizadas con Óxido de Etileno.

Referencia	Item	Presentación
0403403	Tapón intermitente NEEDLE FREE HEMO	100



Tapón Intermitente Luer Lock
Stopper Int

Un tapón intermitente es un dispositivo médico desechable que se conecta a catéteres intravenosos para prevenir la obstrucción por coágulos, manteniendo la vía permeable.
Con conexión luer lock para máxima seguridad en el ensamblado.
Empacado en papel grado médico y film, esterilizadas con Óxido de Etileno.

Referencia	Item	Presentación
0403401	Tapón intermitente	100



Tapón Tipo Combi

Es un tapón de cierre macho hembra, ideal para el cierre de todo tipo de accesos vasculares, catéteres, jeringas y extensiones.
Su función principal es proteger de contaminación,
Empacado en papel grado médico y film, esterilizadas con Óxido de Etileno.

Referencia	Item	Presentación
0403405	Tapón Tipo Combi Rojo	100
0509943	Tapón Tipo Combi Amarillo	100
0510044	Tapón Tipo Combi Azul	100
0510145	Tapón Tipo Combi Blanco	100





Equipos de infusion - NF (NEEDLE FREE)

Dispositivos libres de aguja diseñados para facilitar el acceso seguro a las terapias intravenosas, contribuyendo a la reducción del riesgo de contaminación y exposición a accidentes por punción, Soluciones libres de aguja desarrolladas para optimizar la seguridad del paciente y del personal de salud durante la administración de terapias intravenosas. Libre de DEHP.

Referencia	Item	Presentación
0100703	Equipo de Macrogoteo sin aguja con Y con Tapon NF	100
0100807	Equipo de Macrogoteo sin aguja con Y con Tapon NF – Regulador de Flujo	50
0507022	Ext de 10 cm Con Tapon Int. NF lock Adulto + Clamp	25
0506719	Ext de 10 cm Con Tapon Int. NF Luer lock Pediátrico + Clamp	25
0507123	Ext de 18 cm Con Tapon Int. NF Luer lock Adulto + Clamp	25
0506517	Ext de 18 cm Con Tapon Int. NF Luer lock Pediátrico + Clamp	25
0505709	Ext de 10 cm en Y Con Doble Tapon Int. NF Luer lock Adulto + Clamp	100
0505810	Ext 10 cm en Y Con Doble Tapon Int. NF Luer lock Pediatrico + Clamp	100
0507830	Multiline Ext. Tapón NF Adulto	100

Transductores e infusores de presión

14

Transductores de presión




Transductores de presión arterial Abiertos

Equipo integrado desechable, que se utiliza para realizar la medición y el monitoreo de la presión sanguínea durante procedimientos invasivos clínicamente.
Con sistema de lectura rápida y consistente en diversas presentaciones para unidades de cuidado intensivo, salas de cirugía, salas de hemodinamia en pacientes neonatales, pediátricos y adultos, en presentaciones:

- Sencillo
- Doble
- Triple

Referencia	Item	Presentación
2428401	Kit de Equipo de Monitoreo de Presion Sanguinea con Transductor desechable integrado Sencillo	25
2428502	Kit de Equipo de Monitoreo de Presion Sanguinea con Transductor desechable integrado Doble	25
2428603	Kit de Equipo de Monitoreo de Presion Sanguinea con Transductor desechable integrado Triple	25
2429916	Kit de Equipo de Monitoreo de Presion Sanguinea con Transductor desechable integrado Sencillo con llave de tres vias NF	25
2428704	Kit de Equipo de Monitoreo de Presion Sanguinea con Transductor desechable integrado Sencillo Neonatal (6")	25



Transductores de presión arterial con sistema Cerrado

Equipo integrado desechable, que se utiliza para realizar la medición y el monitoreo de la presión sanguínea durante procedimientos invasivos clínicamente para la evaluación de los pacientes críticos.
Sistema cerrado para la toma de muestras de sangre arterial y venosa sin agujas, diseñado para ahorrar tiempo y aumentar la seguridad al personal asistencial y pacientes, con el objetivo de evitar accidentes con la aguja, evitar pérdidas de sangre y reduce la contaminación cruzada.
Con sistema de lectura rápida y consistente en diversas presentaciones para unidades de cuidado intensivo, salas de cirugía, salas de hemodinamia en pacientes neonatales, pediátricos y adultos, en presentacion:

- Sencillo

Referencia	Item	Presentación
2429007	Kit de Equipo de Monitoreo de Presion Sanguinea con Transductor desechable con sistema cerrado integrado Sencillo	25
2430017	Kit de Equipo de Monitoreo de Presion Sanguinea con Transductor desechable integrado Sencillo Neonatal con sistema cerrado - 6"	25
2430825	Kit de Equipo de Monitoreo de Presion Sanguinea con Transductor desechable con sistema cerrado integrado Sencillo - 24"	25



Infusor de Presión Para Administración de Soluciones
Infusor de Presión Desechable

Los infusores de presión son dispositivos médicos utilizados para administrar líquidos, sangre o medicamentos de forma rápida y constante a un paciente, aplicando una presión controlada sobre la bolsa de suero, ideales para emergencias y quirófanos, uso en un solo paciente.
Válvula de seguridad, evita el exceso de presión (alivio de presión de 320 mm Hg).
Gancho, bolsa con cámara de aire, manómetro, llave de alivio de presión, bomba de inflado y tubos de aire, libre de látex.

Referencia	Item	Presentación
2430421	Infusor de alta presión Descartable de 500 ml	1
2430522	Infusor de alta presión Descartable de 1000 ml	1
2430623	Infusor de alta presión Descartable de 3000 ml	1



Infusor de Presión Para Administración de Soluciones
Infusor de Presión Reutilizable

Los infusores de presión son dispositivos médicos utilizados para administrar líquidos, sangre o medicamentos de forma rápida y constante a un paciente, aplicando una presión controlada sobre la bolsa de suero, diseño durable y resistente.
Fácil de limpiar, puede volver a usarse si lo desea, las piezas son fáciles de reemplazar porque tienen conectores roscados.
El manómetro es preciso, estable y a prueba de golpes.
Gancho, bolsa con cámara de aire, manómetro, llave de alivio de presión, malla de nylon, bomba de inflado y tubos de aire, libre de látex.

Referencia	Item	Presentación
2430219	Infusor de alta presión Reusable de 500 ml	1
2430320	Infusor de alta presión Reusable de 1000 ml	1
2430724	Infusor de alta presión Reusable de 3000 ml	1

Ropa Descartable

18

Ropa
Descartable




Toalla para secado de manos



Batas Quirúrgicas



Indicador químico OE




Funda de mayo impermeable y reforzada




Campos de piel sin cintas adhesivas



Campos de piel con cintas adhesivas



Sábanas sencillas con cintas adhesivas



Campo cirugía general con fenestración y refuerzo absorbente



Cubiertas de mesa

Paquetes para cirugías

Su principal función es garantizar la disponibilidad de elementos requeridos para vestir al paciente, creando una barrera estéril y contribuyendo al mantenimiento de la técnica aséptica, la seguridad del paciente y el desarrollo de un procedimiento quirúrgico específico.
Los paquetes quirúrgicos se suministran estériles, con empaque individual que preserva la integridad del producto hasta el momento de su uso.
Además, pueden diseñarse y personalizarse de acuerdo con los protocolos, técnicas quirúrgicas y necesidades específicas de cada institución de salud, optimizando los tiempos de preparación, mejorando la eficiencia operativa y favoreciendo un adecuado control de inventarios y costos.

Referencia	Item	Presentación
2125718	Paquete Catéter Estéril	*
2128809	Paquete Pequeña Cirugía Estéril	*
2124203	Paquete Cirugia General Estéril	*
2128708	Paquete Laparotomia Estéril	*
2130021	Paquete Universal Estéril	*
2124304	Paquete Hemodinamia Estéril	*
2129920	Paquete Marcapasos Estéril	*
2124405	Paquete Parto Estéril	*
2124607	Paquete Cesarea / Ginecologico Estéril	*
2128304	Paquete Ortopedia Estéril	*
2124507	Paquete Artroscopia Rodilla Estéril	*
2125617	Paquete Artroscopia Hombro Estéril	*
2125314	Paquete Reemplazo Articular Estéril	*
2125415	Paquete Oftalmologia Estéril	*
2125920	Paquete Cardiovascular Estéril	*
2130425	Paquete Neurocirugía Estéril	*

Paquete Cirugia General

Diseñado para cubrir las necesidades de una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos.
Reúne los elementos estériles necesarios para crear y mantener un campo quirúrgico seguro. Su uso favorece el control de infecciones, protege tanto al paciente como al equipo de salud y optimiza la preparación del procedimiento, garantizando eficiencia, practicidad y altos estándares de bioseguridad.



Toalla para secado de manos



Batas Quirúrgicas reforzadas



Indicador químico OE




Funda para tubo fluoroscopio



Funda mampara



Recipientes



Campo de hemodinamia



Compresas con elemento radiopaco



Gasas no tejidas



Cubierta de mesa impermeable y reforzada

Paquetes Hemodinamia

Diseñado específicamente para cubrir las necesidades de los procedimientos diagnósticos intervencionistas realizados en salas de hemodinamia.

Su función principal es vestir al paciente, delimitar el campo estéril y crear una barrera de protección que contribuya a minimizar el riesgo de contaminación durante el procedimiento. Además, facilitar el control de fluidos, mejorar la eficiencia del procedimiento y brindar seguridad tanto al paciente como al personal de salud, favoreciendo así, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.



Bata quirúrgica estándar



Bata quirúrgica reforzada



Bata quirúrgica laminada

Bata Cirugía

Su función principal es proporcionar una protección eficaz al paciente y al equipo quirúrgico, minimizando el riesgo de contaminación cruzada, contribuyendo así al control de infecciones asociadas a la atención en salud.

Nuestro portafolio incluye batas en diferentes niveles de protección, adaptadas a la complejidad y duración de los distintos procedimientos quirúrgicos.

Presentación estéril, con empaque individual de fácil apertura que preserva la esterilidad hasta el momento de su uso.

Referencia	Item	Presentación
2021809	Bata quirúrgica Estéril	20
2022011	Bata quirúrgica laminada Estéril	20
2026253	Bata quirúrgica reforzada Estéril	20
2021506	Bata procedimiento No Estéril	20
2125112	Vestido de mayo No Estéril	100

Terapia respiratoria, circuitos y accesorios de anestesia y ventilación

22

Terapia
Respiratoria



Cánula Nasal
Oxi-med de Gothaplast

La cánula nasal es un dispositivo médico no invasivo y ligero utilizado para suministrar oxígeno suplementario de bajo flujo directamente a las fosas nasales, facilitando la respiración. Consta de un tubo con dos puntas, generalmente de material suave, adecuado para pacientes con necesidades crónicas o agudas.
Facilita la administración de oxígeno a flujos bajos a pacientes adultos y pediátricos.
Diseño tipo gafas con puntas suaves y flexibles.
Fabricadas en PVC atóxico grado médico, libre de DEHP.
Empaque individual en bolsa de polietileno

Referencia	Item	Presentación
1010203	Cánula nasal para oxigeno adulto	50
1010304	Cánula nasal para oxigeno pediátrica	50
10XXXXX	Cánula nasal para oxigeno adulto de 4, 7, 14 mts	20



Humidificador
Humi - med

El vaso humidificador es un dispositivo que tiene como objetivo humidificar el oxígeno que se brinda al paciente durante la terapia respiratoria,
Humecta el oxígeno antes de ser administrado al paciente adulto ó pediátrico.
Posee un sistema audible de seguridad.
Tiene marcaciones de los niveles máximos y mínimos con que se debe llenar de agua destilada.
Empaque individual en bolsa de polietileno.

Referencia	Descripción	Presentación
1010506	Humidificador Para Oxigeno Terapia	20



Kit de Micronebulización
Oxi-med

Es un dispositivo médico que se utiliza en la nebulización ó aerosolización de medicamentos.
Consta de una máscara anatómica suave, un micro nebulizador y una extensión de 2 metros para pacientes adultos y pediátricos.
Fabricadas en PVC atóxico grado médico.
Empaque individual en bolsa de polietileno.

Referencia	Descripción	Presentación
1010001	Kit Micronebulizacion adulto	25
1010102	Kit Micronebulizacion pediátrico	25



Kit Venturi
Oxi-med

Se utiliza en la oxigenoterapia para pacientes que requieran de concentraciones específicas de oxígeno con flujos determinados por los dilutores equivalentes a diferentes % de aporte de oxígeno suplementario.
Contiene una máscara, un tubo corrugado, seis dilutores de diferentes colores, un adaptador y un tubo de 2 metros.
Empaque individual en bolsa de polietileno.

Referencia	Descripción	Presentación
1011011	Kit Venturi adulto	20
1011112	Kit Venturi pediatrico	20



Circuitos de Anestesia y Ventilación Corrugados

Dispositivo médico flexible y anillado, diseñado para conectar una máquina de anestesia o ventilador mecánico con el paciente.
Su función principal es administrar gases y oxígeno, permitiendo la oxigenación y eliminación de dióxido de carbono de manera segura y eficiente.

Referencia	Descripción	Presentación
1013839	Tubo Corrugado de 1,5 m Diametro 15 mm Pediatrico No Estéril	25
1014445	Tubo Corrugado de 1,8 m Diametro 22 mm Adulto No Estéril	20



Circuitos de Anestesia y Ventilación Reforzados Expandibles


Dispositivo médico utilizado en anestesia y cuidados intensivos para transportar gases entre un ventilador y el paciente.
Su característica principal es tener un interior liso que reduce la resistencia al flujo de aire, garantiza un flujo laminar y disminuye la distensibilidad (compliance) del tubo.

Referencia	Descripción	Presentación
1014041	Tubo Reforzado de 1,5 m Diametro 15 mm Pediatrico No Estéril	25
1014142	Tubo Reforzado de 1,8 m Diametro 22 mm Adulto No Estéril	20

Circuitos de Anestesia y Ventilación Expandibles

Dispositivo medico utilizado en procedimientos de anestesia y ventilación mecánica en pacientes adultos y pediátricos. Este circuito está diseñado para brindar un flujo de gases y anestésicos eficiente y seguro durante la inducción y el mantenimiento de la anestesia.
El Circuito Expandible se adapta a las necesidades del paciente y del equipo médico, permitiendo una expansión fácil y rápida para ajustarse a diferentes configuraciones y requerimientos clínicos.
Está compuesto por componentes de alta calidad, como tubos flexibles, válvulas de seguridad y conectores, que garantizan un flujo de gases confiable y una conexión segura.


Referencia	Descripción	Presentación
1013536	Tubo Expandible de 1,5 m Diametro15 mm Pediátrico	50
1013738	Tubo Expandible de 1,8 m Diametro 22 mm Adulto No Estéril	25



Circuitos de Anestesia y Ventilación doble canal

Dispositivo medico se utiliza en máquinas de anestesia y ventiladores para suministrar gases médicos, mejorando la eficiencia térmica y siendo más liviano que los circuitos convencionales es un tipo de circuito de respiración o anestesia desechable de rama única, diseñado con una división interna para separar las vías inspiratoria y espiratoria en un solo tubo corrugado, circuito de ventilación de 1.8m.
Por ser un tubo dividido es baja la pérdida de presión de los gases, anti-flexión, y la buena de estanqueidad.
Ahorro de espacio para reducir la distorsión de la final del paciente.

Referencia	Descripción	Presentación
1014344	Tubo Duo-Limbo de 1,8m / 22mm Adulto No Estéril	*



Circuitos de Anestesia y Ventilación Coaxial

Dispositivo medico utilizado (frecuentemente llamado tipo F o "concéntrico") que integra dos tubos en uno solo: un tubo interno para el gas fresco inspirado y un tubo corrugado externo para la exhalación.
Su diseño calienta y humidifica los gases inspirados, mejora la movilidad en quirófano, reduce el espacio muerto y es ideal para traslados. Circuito de ventilación de 1.8m.
Una sola manguera a la vista, la manguera de inhalación está dentro de la manguera de exhalación por lo tanto los gases inhalados son calentados por los gases exhalados ayudando al ingreso de este gas y minimizando riesgos de hipotermia, aumento del ritmo respiratorio, cardiaco y cianosis.
Ayuda con la Anti flexión y estanquedad.

Referencia	Descripción	Presentación
1014243	Tubo Coaxial de 1,8m / 22mm Adulto No Estéril	25



Filtros

Dispositivos diseñados para evitar la transmisión de bacterias y virus y prevenir las infecciones cruzadas durante la anestesia de pacientes y otros tipos de ventilación.
Filtro antimicrobiano con puerto.
Conexión segura, universal, estándar para máquinas y ventiladores.
Eficiencia de filtración bacteriana (99.9%) y de virus (99.9%).
Tipo de filtro papel corrugado Hidrofóbico.
Filtro HMEF. Filtro humificador de volumen reducido (nariz de camello) para adulto.

Referencia	Descripción	Presentación
1014849	Filtro Paciente Antimicrobiano con Puerto	50
1014950	Filtro Paciente adulto HMEF No Estéril	50
1028586	Filtro Paciente Pediátrico HMEF No Estéril	50



Balones desechables

Dispositivo médico utilizado en procedimientos quirúrgicos y anestésicos para administrar y controlar la entrega de gases anestésicos a los pacientes.
Está diseñado para proporcionar una fuente de suministro de gases frescos y eliminar los gases exhalados durante la respiración del paciente.
Balones de anestesia fabricados libres de látex o con látex.
Capacidad 3L, 2L, 1L.
Sella hermético libre de fugas. Estéril, no estéril.
Por unidad o en kit.

Referencia	Descripción	Presentación
10XXXXX	*, ** Balón para Anestesia de 1, 2 y 3 Litros	*



Máscara de Anestesia

Dispositivo utilizado para administrar gases anestésicos a los pacientes. Está diseñada específicamente para ajustarse cómodamente al rostro sin comprimir las fosas nasales, minimizando el espacio muerto y permitiendo una ventilación eficaz.
Mascara anatómica suave fabricada en silicona.
Bordes inflables que se ajustan a la cara para sellar la nariz y la boca, para evitar zonas de presión y fugas.
Tallas para neonatos, pediatría y adultos.

Referencia	Descripción	Presentación
101XXXX	* Máscara de Anestesia Inflable Neonatal Talla 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6	50

*Puedes encontrar la opción esteril o no esteril, según tu necesidad, comunicate con nuestros asesores.



Catéter Mount Expandible

Dispositivo medico utilizado como catéter mount (o soporte de catéter), es un tubo corrugado flexible, que conecta el circuito del ventilador mecánico con el tubo endotraqueal o la cánula de traqueotomía del paciente. Sirve para facilitar la movilización del paciente, reducir la tensión en la vía aérea y permitir la administración de gases, medicamentos o la succión de secreciones.
Expandible de 20cm.
Tubo corrugado o expandible con codo y puerto para CO2.

Referencia	Descripción	Presentación
1017576	* Extensión Cateter Mount Expandible No Estéril	50

*Puedes encontrar la opción de esteril o no esteril, según tu necesidad, comunicate con nuestros asesores.



Mascara Laríngea Clásica

Dispositivo supraglótico para la vía aérea. Pueden utilizarse como método temporal para mantener la vía aérea abierta durante la administración de anestesia o como medida inmediata para salvar la vida de un paciente con vía aérea difícil o fallida.
Elaborada en Silicona grado médico.
Diseño anatómico y flexible.
Libre de látex.
Conectores: Policarbonato. Diámetro: 15 mm.
Tallas: # 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0.
Disponible: Desechable y Reusable. (40 usos).

Referencia	Descripción	Presentación
103XXXX	Máscara Laríngea de Silicona desechable Talla 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5	10
103XXXX	Máscara Laríngea de Silicona Reutilizable Talla 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5	10



Mascara Laríngea Dual

Dispositivo supraglótico avanzado para la vía aérea que incluye un manguito sellador mejorado y un canal gástrico independiente (doble luz). Este diseño permite ventilar al paciente y succionar contenido gástrico simultáneamente, ofreciendo mayor seguridad contra la aspiración. Incorpora características de doble tubo, separando la vía respiratoria de la digestiva. Trae un BITE-BLOCK (bloque de mordida) agregado en la parte superior. En su versión Desechable incluye un Estilete en resinas poliméricas de poliéster que proporciona mayor facilidad de inserción considerando que es más curva y rígida.

Ventajas

Tubo gástrico para drenaje (paralelo al de la ventilación) permite el paso de una sonda gástrica o bougie, el que termina en el extremo distal de la máscara en un ángulo de 45˚, teniendo un pequeño refuerzo de un anillo de silicona para evitar su colapso cuando el cuff es inflado.
Tubo de ventilación reforzado con un fino alambre en espiral.

Referencia	Descripción	Presentación
103XXXX	Mascara Laríngea de Silicona Reforzada de Dos Vías Desechable Talla 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5	*
103XXXX	Mascara Laríngea de Silicona Reforzada de Dos Vías Reutilizable Talla 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5	*



Sonda De Succión Cerrada
Conector Giratorio

Dispositivo médico que permite aspirar secreciones bronquiales en pacientes intubados o con traqueostomía sin interrumpir el ventilador mecánico.
Protegida por una funda de plástico, mantiene el circuito estéril, reduciendo infecciones y la pérdida de presión positiva ejercida por el ventilador mecánico.
Diseño de codo giratorio doble rotación suave y prevenir daños.
Diseño en ángulo de 120° que reduce la resistencia al flujo de aire durante la ventilación.

MDI Puerto

Diseño circular, cómodo de usar. Compatible con los diferentes vástagos de salida de los inhaladores.

Válvula De Aislamiento (72 horas)

Evita el reflujo del líquido de limpieza Apoya a la válvula PEEP en la presión, disminuye el espacio muerto y se crea una cámara de limpieza entre esta válvula y la válvula PEEP.

Funda Protectora Y Catéter

La funda más gruesa y protectora hecha de TPU (Poliuretano térmico) es clara y transparente, lo que facilita la observación y puede proteger al personal médico del contacto con el esputo o partículas aerosolizadas.

Referencia	Descripción	Presentación
150XXXX	Catéter / Sonda de Succión Cerrada Tipo H2, Con Válvula, para Traqueostomía, de 320mm, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18Fr	*
150XXXX	Catéter / Sonda de Succión Cerrada Tipo H2, Con Válvula, de 400mm, 6, 8, 10,12, 14, 16, 18Fr	*
150XXXX	Catéter / Sonda de Succión Cerrada Tipo H2, Con Válvula, ETT, de 600mm, 10, 12, 14, 16, 18 Fr	*



Línea de Capnografía

La capnografía es una monitorización no invasiva complementaria a la pulsioximetría, ya que esta valora la oxigenación, y mediante la capnografía se analiza la ventilación del paciente, midiendo el dióxido de carbono exhalado. Además, puede valorar la hemodinamia, perfusión y el metabolismo del paciente en algunos casos.

Referencia	Descripción	Presentación
0606704LCO2	Línea para capnografía de 120"	25

Nutrición Enteral

30
Nutrición
Enteral



Bomba De Alimentacion Enteral Vesco Q

La bomba de alimentación enteral Vesco Q está destinada a la administración continua de líquidos enterales en terapias de alimentación para pacientes adultos y pediátricos, tanto en entornos hospitalarios como de atención domiciliaria. La bomba Vesco Q está diseñada para administrar líquidos enterales con una precisión de +/- 5 % a un flujo de 125 ml/h; presenta un diseño ergonómico y portátil, e incorpora una interfaz de pantalla táctil intuitiva. La bomba puede fijarse a un soporte para suero mediante la abrazadera incluida o colocarse en posición vertical sobre una superficie horizontal. Duración batería 24 horas.





Equipo De Administración Para Bomba De Alimentación Enteral Vesco Q Con Tapa Rosca/Punzón.

Equipo de administración para bomba de alimentación enteral Vesco Q con tapa rosca/punzón.

- Diseñado para cargar y descargar cassetes con una sola mano.
- Tubos de silicona antiflujo libre.
- Utiliza conectores ENFit®.
- No contiene látex de caucho natural, bisfenol A, Libre DEHP.



Equipo De Administración Para Bomba De Alimentación Enteral Vesco Q Con Bolsa De 1.500ml.

- Diseñado para introducir y descargar cassetes de forma fácil con una sola mano.
- Tubos de silicona antiflujo libre.
- Utiliza conectores ENFit®.
- No contiene látex de caucho natural, bisfenol A, Libre DEHP.



Línea Para Administración De Alimentación Enteral Con Bolsa de 1500 ml Por Gravedad.

Dispositivo conformado principalmente por tubo flexible que cuenta con conectores y adaptadores que permiten desde su extremo proximal por medio de la bolsa de 1.500 cc se realice la dispensación de alimentación enteral y en su extremo distal se conecta al paciente por medio de sondas nasogástricas, gastrostomía o yeyunostomía.

Características.

- Cámara de goteo: PVC libre de DEHP.
- Conector cónico EnFit.
- Tubo PVC libre de DEHP.
- Bolsa para botella: capacidad 1500 cc.

Referencia	Item	Presentación
1700708	Línea para Administración de Alimentación Enteral con bolsa de 1500 ml por Gravedad	20
1701718	Línea para Administración de Alimentación Enteral para bomba de infusión con bolsa de 1500 ml	30



Línea Para Administración De Alimentación Enteral Con Tapa Rosca Por Gravedad.

Dispositivo conformado principalmente por tubo flexible que cuenta con conectores y adaptadores que permiten desde su extremo proximal se conecta a los diferentes contenedores de alimentación enteral por medio de su tapa rosca y/o punzón y en su extremo distal se conecta ENFIT al paciente por medio de sondas nasogástricas, gastrostomía o yeyunostomía con punzón en T y tapa rosca opcional.

Referencia	Item	Presentación
1700203	Línea para Administración de Alimentación Enteral por gravedad con tapa rosca	1
	Línea para Administración de Alimentación Enteral con punzón en T	1



Sonda Nasogástrica Poliuretano Con Peso En Punta (Punta De Tungsteno)

Sonda estéril de aspiración y alimentación de un solo uso, en pacientes con incapacidad de funcionamiento de la vía oral.
Fabricada en poliuretano médico de alta flexibilidad y con punta de tungsteno radiopaca, lo que permite una inserción precisa y visualización bajo rayos X o fluoroscopia. Ideal para uso nasogástrico (NG), nasoduodenal (ND) o nasoyeyunal (NJ) en entornos hospitalarios o domiciliarios.

Referencias disponibles:

- Sonda sencilla un solo puerto
- Sonda con puerto en Y

Referencia	Descripción	Presentación
1609293	Sonda Nasogástrica Doble Puerto de 12 Fr Con Guia / Peso en punta (W)- PU - 120 cm	1
1610102	Sonda Nasogástrica Doble Puerto Enfit de 12 Fr Con Guia / Peso en punta (W) - PU - 120 cm	1



Jeringa Alimentación Enteral

Jeringa estéril de un solo uso, diseñada específicamente para nutrición enteral segura, con sistema de conexión ENFit® que cumple con la norma para prevenir errores de conexión. Disponible en múltiples capacidades para adaptarse a diferentes necesidades clínicas.

Referencia	Item	Presentación
1705859	Jeringa para alimentación enteral de 5 ml punta centrada	10 o 50
1705960	Jeringa para alimentación enteral de 10 ml punta excéntrica	10 o 50
1706061	Jeringa para alimentación enteral de 20 ml punta excéntrica	10 o 50
1708283	Jeringa para alimentación enteral de 35 ml punta excéntrica	10 o 50
1706263	Jeringa para alimentación enteral de 60 ml punta excéntrica	10 o 50



Conector Luer Lock - ENFIT

El adaptador Luer Lock a ENFit es un dispositivo médico que permite la conexión segura entre sistemas de alimentación enteral. El adaptador convierte una conexión Luer Lock hembra en una conexión ENFit hembra. Se utilizan principalmente en entornos clínicos para administrar nutrición enteral de manera precisa y segura, evitando errores de conexión y garantizando la correcta administración de los nutrientes.

Características.

Diseño:

- Extremo macho Luer Lock: Compatible con jeringas estándar.
- Extremo hembra ENFit.
- Sistema de seguridad: Click audible/táctil para confirmar acople correcto.

Compatibilidad:

- Entrada: Jeringas Luer Lock.
- Salida: Sistemas ENFit.
- Esterilizado con óxido de etileno.

Referencia	Item	Presentación
1704041	Adaptador Luer Lock a EnFit	1



Conector Adaptador Enfit Doble Puerto

Dispositivo conector EN "Y" con doble puerto ENFit y conexión macho tipo cono, se utiliza principalmente para la administración de alimentación enteral. Permite la conexión de múltiples dispositivos a una sonda de alimentación, facilitando el suministro seguro y cómodo de nutrientes a los pacientes.

Características.

- 2 puertos ENFit® hembra (para jeringas o sistemas de infusión).
- 1 salida cónica macho (6% de taper, compatible con sondas estándar).

Referencia	Item	Presentación
1703334	Conector en Y con doble puerto EnFit	1



Conector Adaptador Cónico Escalado

Dispositivo de transición diseñado exclusivamente para la nutrición enteral con una rosca para conector a ENFit en un extremo y una punta cónica escalonada lo que facilita la conexión segura entre diferentes sistemas de alimentación enteral. Su diseño permite una adaptación versátil a distintos dispositivos, asegurando una administración eficiente de soluciones enterales.

Referencia	Item	Presentación
1702526	Conector escalonado con rosca	1



Extensión De Gastrostomía/ Yeyunostomía Recta

La extensión de gastrostomía / yeyunostomía recta, es un dispositivo conformado principalmente por un tubo flexible que cuenta con conectores y adaptadores que permiten que en su extremo proximal sea conectado a los diferentes contenedores de alimentación enteral y en su extremo distal su conexion recta, sea conectado al paciente por medio de sondas nasogástricas, gastrostomía o yeyunostomía.

Referencia	Item	Presentación
2500102	Extensión para botón de gastrostomía / Yeyunostomía recto.	1
2500001	Extensión para botón de gastrostomía / Yeyunostomía en ángulo recto de 90.	1



Sonda Para Gastrostomía / Yeyunostomía Con Balón Triple Puerto

La sonda de gastrostomía es un dispositivo médico en silicona destinado a la alimentación enteral. Se implanta mediante un estoma abdominal para establecer un acceso directo al estómago, con el fin de proporcionar soporte nutricional temporal o permanente a pacientes que no pueden alimentarse por vía oral debido a enfermedades o trastornos de la deglución, evitando así el tracto digestivo superior.

Referencia	Item	Presentación
2510909	Sonda para Gastrostomía / Yeyunostomía con balón triple puerto - 12 Fr.	1
2511010	Sonda para Gastrostomía / Yeyunostomía con balón triple puerto - 14 Fr.	1
2511111	Sonda para Gastrostomía / Yeyunostomía con balón triple puerto - 16 Fr.	1
2511212	Sonda para Gastrostomía / Yeyunostomía con balón triple puerto - 18 Fr.	1
2511313	Sonda para Gastrostomía / Yeyunostomía con balón triple puerto - 20 Fr.	1
2511414	Sonda para Gastrostomía / Yeyunostomía con balón triple puerto - 22 Fr.	1
2511515	Sonda para Gastrostomía / Yeyunostomía con balón triple puerto - 24 Fr.	1



Medidor De Estoma

El dispositivo de medición de estomas incluye una placa externa que ayuda a determinar la longitud adecuada del tracto del estoma de una gastrostomía establecida para facilitar la selección del botón de gastrostomía adecuado, minimizando así las fugas y las complicaciones.

Referencia	Item	Presentación
2517171	Medidor de estoma	1



Kit Botón Gastrostomía

Sistema para la administración de nutrición, líquidos y medicamentos al estómago en pacientes que no son físicamente capaces de realizar la masticación y deglución normales de la ingesta nutricional.

Material del Cuerpo: Silicona, consta de eje de botón y cuerpo de dos lúmenes con un balón de retención.

Dispositivo translucido de bajo perfil, con banda radiopaca útil para permitir la determinación radiográfica.

Componentes del Kit:

- Botón de gastrostomía.
- Extensión para gastrostomía ENFIT conexión recta.
- Extensión ENFIT para gastrostomía conexión a 90 grados conexión Enfit.
- Introductor.
- Lubricante.
- Jeringa 35 ml conexión Enfit.
- Jeringa 10 ml conexión luer slip.
- Gasa.

Disponibles en referencias desde 12 fr hasta 24 fr y en profundidades desde 0.8 cms hasta 6.5 cms.

Varios

38
Varios



Gasas NO-tejidas
ABSORplus

Dispositivo utilizado principalmente en medicina para limpiar, cubrir, proteger heridas y absorber secreciones. Por su diseño y composición evitan adherirse a las lesiones y son fundamentales para la desinfección y cicatrización. Fabricadas en rayón y poliéster super absorbentes. Amigables con la herida, con menor desprendimiento de partículas. Empacado en papel grado médico y film, esterilizadas con Óxido de Etileno ó No estéril en bolsa de polietileno.

Referencia	Item	Presentación
1818405	Gasa precortada no tejida Estéril 7.5*7.5 sobre 2 un.	100
1818506	Gasa precortada no tejida Estéril 7.5*7.5 sobre 3 un.	100
1818708	Gasa precortada no tejida Estéril 7.5*7.5 sobre 5 un.	100
1819516	Paquete gasa no tejida de 7,5 * 7,5 de 200 un.	*
1819718	Rollo de gasa no tejida de 30cm * 100 yardas	8



Compresa de Algodón
Gauze-est

Dispositivos que actúan como apósitos para absorber exudados, proteger contra infecciones, mantener la humedad necesaria para la cicatrización y reducir el dolor en la zona afectada.
Para múltiples usos, principalmente en salas de cirugía.
Con manija de agarre y elemento radiopaco.
100% de algodón, con gran capacidad de absorción.
Empacado en papel grado médico y film, esterilizadas con Óxido de Etileno ó No estéril en bolsa de polietileno.

Referencia	Item	Presentación
1823253	Compresa de 45*45 8 pl (26*18) con elemento Radiopaco y Manija No Esteríl	*
1823354	Compresa de 45*45 8 pl (26*18) con elemento Radiopaco y Manija Estéril paq.1 un	50
1823455	Compresa de 45*45 8 pl (26*18) con elemento Radiopaco y Manija Estéril paq.5 un	20



Bolsa de Drenaje Urinario
Uro-set

Dispositivos médicos estériles diseñados para recolectar fluidos corporales, principalmente orina, de pacientes con incontinencia, retención urinaria o tras cirugías. Se conectan a sondas como la de Foley o catéteres, facilitando la medición del volumen, la higiene y la movilidad del paciente.
Diseñada para reducir las posibilidades de infección del tracto urinario.
Evita la introducción de bacterias a través de los sitios de unión, en el puerto para toma de muestras seguras.
Con cámara de goteo de seguridad que evita la migración de bacterias ascendentes.
Empacado en papel grado médico y film, esterilizadas con Oxido de Etileno.

Referencia	Item	Presentación
1414526	Bolsa de Drenaje Urinario 2000 ml con Puerto para Toma de Muestras	25
1415222	Bolsa Drenaje Urinario 500 ml con Puerto para Toma de Muestras	25



Equipo en Y para Irrigación
Y-EXT

Dispositivo que permite la irrigación desde una o dos bolsas de solución, con sistema sencillo o, doble con cámaras de goteo.
Con llaves tipo clamp independientes que permiten controlar el paso de líquidos por los tubos.
Empacado en papel grado médico y film, esterilizadas con Óxido de Etileno.

Referencia	Item	Presentación
2226707	Equipo para Irrigación de Una Sola Vía	20
2226202	Y Para Irrigación con cámara	20
2226303	Y Para Irrigación	25



Thorametrix - sistema drenaje torácico alta capacidad

El sistema se compone de tres cámaras: cámara de recolección, sello subacuático y control de succión húmeda, el objetivo del sistema es el drenaje seguro y fácil de aire y/o cavidad pleural.

Referencia	Descripción	Presentación
NC-3311	Thorametrix - Compact Pediatrico 1150 Ml	1
NC-7512	Sistema de Drenaje Toraxico de alta Capacidad (Seco) 2300 Ml	1
NC-5512	Sistema de Drenaje Toraxico de alta Capacidad (Húmedo) 2300 Ml	1



Canulas Yankauer

Es un dispositivo médico de succión rígido, diseñado para la aspiración de fluidos en cavidad corporales.


Características:

- Empuñadora o mango ergonómico.
- Tubo curvo rígido.
- Punta biselada con orificios laterales.
- Conector universal.

Diseños:

- Con bulbo: Punta en forma de corona para succión más suave.
- Sin bulbo: Punta más recta para aspiración recta.

Referencia	Descripción	Presentación
2600001	Cánula Yankauer punta recta	Unidad
2600809	Cánula Yankauer con control ventana punta recta	Unidad
2600405	Cánula Yankauer punta corona	Unidad
2601213	Cánula Yankauer con control ventana punta corona	Unidad



Tubos De Succión

Dispositivo médico que consta de un tubo de aspiración de secreciones que se utiliza para extraer sangre, fluidos o contenido de cavidades corporales durante procedimientos quirúrgicos o de emergencias.

Referencia	Descripción	Presentación
2608586	Tubo de succión de 1,8 metros de 5*8 3/16	Unidad
2608687	Tubo de succión de 3 metros de 5*8 3/16	Unidad
2608788	Tubo de succión de 3,6 metros de 5*8 3/16	Unidad
2602829	Tubo de succión de 1,8 metros de 6*9 1/4	Unidad
2602425	Tubo de succión de 3 metros de 6*9 1/4	Unidad
2602930	Tubo de succión de 3,6 metros de 6*9 1/4	Unidad
2608081	Tubo de succión de 30 metros de 6*9 1/4 sin conectores	Unidad
2603031	Tubo de succión de 1,8 metros de 7*10 9/32	Unidad
2603132	Tubo de succión de 3 metros de 7*10 9/32	Unidad
2608182	Tubo de succión de 3,6 metros de 7*10 9/32	Unidad



Gothaplast®

DISPOSITIVOS MÉDICOS

Laboratorios Gothaplast Ltda.
Carrera 72-A No. 70-17/28
PBX: (+57 601) 744 7141
ventas@labgothaplast.com.co